

# FASHION Cannes pliantes



Cashmere pastel



Cashmere fantaisie



Flore



Indira



Black &amp; white



Butterfly



Flower



Forest



Blue Mary

**NOUVEAU**


Les cannes **FASHION** pliantes sont composées d'une poignée Derby montée sur un mât aluminium imprimé avec différents motifs. Elles sont réglables en hauteur et équipées d'une bague de serrage antibruit.

**Matériaux : aluminium et polypropylène**


- > Etui pour les Cannes pliantes
- > Poignées Soft touch

**GARANTIE 2 ANS**  
POIDS SUPPORTE: 110 KG



Canne pliée

Conditionnement :  
Carton de regroupement : 50  
Palette : 600



Réglage avec bouton poussoir



Bague serrage antibruit



Poignée soft touch

## DIMENSIONS

Hauteur poignée/sol	Dimension poignée	Poids
86/96 cm	12 cm	0,350 kg

## EAN, PRISE EN CHARGE

Codes	Désignations	Codes EAN	LPPR TTC
255611	Canne derby pliante cashmere fantaisie	3701127710489	
255613	Canne derby pliante cashmere pastel	3701127710496	
255614	Canne derby pliante forest	3701127752953	
255615	Canne derby pliante blue mary	3701127752960	
255617	Canne derby pliante flore	3701127710502	6238091
255619	Canne derby pliante black & white	3701127717174	12.20 €
255620	Canne derby pliante indira	3701127717327	
255623	Canne derby pliante flower	3701127722000	
255625	Canne derby pliante butterfly	3701127722024	

