

# FASHION Cannes fixes



Cashmere pastel



Cashmere fantaisie



Flore



Indira



Black &amp; white



Butterfly



Flower



Forest



Blue Mary

**NOUVEAU**


Les cannes **FASHION** fixes sont composées d'une poignée Derby montée sur un mât aluminium imprimé avec différents motifs.

Matériaux : aluminium et polypropylène

> Large gamme de coloris


> Poignées Soft touch

Conditionnement :

Carton de regroupement : 50

Palette : 600

GARANTIE 2 ANS  
POIDS SUPPORTE: 110 KG




Poignée soft touch

## DIMENSIONS

Hauteur poignée/sol	Dimension poignée	Poids
72/94 cm	12 cm	0,380 kg

## EAN, PRISE EN CHARGE

Codes	Désignations	Codes EAN	LPPR TTC	
255811	Canne derby cashmere fantaisie	3701127710458		
255813	Canne derby cashmere pastel	3701127710465		
255814	Canne derby forest	3701127752977		
255815	Canne derby blue mary	3701127752946		
255817	Canne derby flore	3701127710472	6238091	
255618	Canne derby black & white	3701127715644	12.20 €	
255820	Canne derby indira	3701127715699		
255823	Canne derby flower	3701127722031		
255825	Canne derby butterfly	3701127722055		