





MESUREZ LA TAILLE DE VOTRE TÉTHERELLE

ma-maternite-
en-pharmacie.fr


POUR
BIEN VOUS
ACCOMPAGNER




21 mm




24 mm




27 mm



30 mm



32 mm




36 mm




**La mesure se réalise après une tétée ou
après avoir tiré votre lait.**


Si vous mesurez votre mamelon au repos,
rajoutez lui 2 mm.




**POSITION DE
MESURE**




36 mm




32 mm




30 mm



27 mm




24 mm



21 mm

DES CONSEILS
SUR NOTRE
BLOG SANTÉ



 ma-maternite-en-pharmacie.fr

SCANNEZ
MOI !



une marque du groupe  Handipharm